

# Diagnostic SARS-CoV-2 Wantai

## Test Rapide Ag SARS-CoV-2 WANTAI (Or colloïdal)

**Autotest de détection de l'Antigène SARS-CoV-2**

### Pour l'écouvillon nasal antérieur et la salive

#### MODE D'EMPLOI



WJ-2901, WJ-2905, WJ-2910, WJ-2925

1/5/10/25

#### Utilisations prévues

Le Test Rapide Ag SARS-CoV-2 WANTAI (Or colloïdal), en adoptant l'immunochromatographie à flux latéral, est destiné à la détection qualitative de l'antigène de la nucléocapside du SRAS-CoV-2 dans des échantillons à partir de l'écouvillon nasal antérieur et des échantillons de salive. Le test permet à un profane d'effectuer un auto-test. Lors de l'utilisation du présent test, des enfants et adolescents de moins de 18 ans doivent être accompagnés de leurs parents ou d'adultes qualifiés.

Pendant la phase aiguë de l'infection, l'antigène du SRAS-CoV-2 est généralement détectable dans les échantillons des voies respiratoires supérieures. Des résultats positifs indiquent une présence d'antigènes viraux. Cependant, la corrélation clinique avec les antécédents et d'autres informations diagnostiques du patient est nécessaire pour déterminer l'état de l'infection. Les résultats positifs n'excluent pas une infection bactérienne ou une co-infection avec d'autres virus. L'agent pathogène détecté peut ne pas être la cause définitive de la maladie.

Des résultats négatifs doivent être considérés comme présomptifs et confirmés via un test d'acides nucléiques, si nécessaire pour la gestion du patient. Les résultats négatifs n'excluent pas la COVID-19, et ne doivent pas être utilisés comme seule base pour les décisions en matière de traitement ou de gestion du patient, y compris les décisions de contrôle des infections. Les résultats négatifs doivent être pris en compte en fonction des expositions récentes du patient, de ses antécédents et de la présence de signes et symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19.

#### SOMMAIRE

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une maladie respiratoire causée par une infection par le virus SARS-CoV-2. Les signes courants d'infection comprennent des symptômes respiratoires, une fièvre, une toux, un essoufflement et une difficulté respiratoire. Dans des cas graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), une insuffisance rénale et une mort.

Les coronavirus (CoV) sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant du simple rhume à des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV). Le nouveau coronavirus 2019, anciennement connu sous le nom de 2019-nCoV et maintenant connu sous le nom de SRAS-CoV-2, est une nouvelle souche de coronavirus, étant identifiée pour la première fois lors de la récente épidémie de COVID-19.

#### PRINCIPE DU TEST

Le Test Rapide Ag SARS-CoV-2 WANTAI (Or colloïdal) adopte une immunochromatographie à flux latéral combinée à une méthode sandwich (avec à double anticorps de type cassette. Les anticorps au SARS-CoV-2 sont appendus à la ligne de test de la membrane de nitrocellulose, alors que les anticorps conjugués à l'or colloïdal au SARS-CoV-2 sont immobilisés à sec sur le coussinet d'or colloïdal. Quand le test, en cas de présence de l'antigène de la nucléocapside du SRAS-CoV-2 dans l'échantillon, des particules « anticorps appliqué - antigène

- anticorps conjugué à l'or colloïdal » sont ainsi formées et s'agrègent au niveau de la zone de test (T), de manière à former une ligne rouge. Contrairement, en l'absence de l'antigène de la nucléocapside du SARS-CoV-2 dans l'échantillon, aucune ligne rouge ne se forme dans la zone de test (T). Les anticorps secondaires, appliqués à la ligne de contrôle sur la membrane de nitrocellulose, peuvent capturer l'anticorps conjugué à l'or colloïdal, de manière à former une ligne rouge dans la zone de contrôle (C), ce qui indique la validité du test.

COMPOSANTS				
Composants	WJ-2901	WJ-2905	WJ-2910	WJ-2925
Cassette-test	x1	x5	x10	x25
Flacon d'extraction (0,5 mL)	x1	x5	x10	x25
Écouvillon stérile jetable	x1	x5	x10	x25
Sachet scellable en plastique	x1	x5	x10	x25
Mode d'emploi & Guide d'opération	x1	x1	x1	x1

**Cassette-test** : Des cassettes-tests sont emballées dans des sachets en aluminium avec des agents dessiccateurs. Chaque sachet en aluminium contient une cassette-test. Cette cassette-test est à usage unique. L'anticorps anti-SARS-CoV-2 (anti-protéine N) est appliqué sur la membrane NC de la cassette.

**Flacon d'extraction** : 0,5 mL par flacon, contenant du tampon borate et du surfactant pour l'extraction de l'échantillon.

**Écouvillon stérile jetable** : CE 0197 MOD 93/42/EEC, STERILE

**Matériel requis mais non fourni** : Chiffonnet.

#### PRELEVEMENT DE L'ÉCHANTILLON

**Exigences en matière d'échantillon** : les échantillons à partir de l'écouvillon nasal antérieur et les échantillons de salive.

Il est essentiel de suivre les bonnes pratiques de prélèvement et de préparation de l'échantillon. Les échantillons obtenus au début de l'apparition des symptômes contiennent les titres viraux les plus élevés ; par rapport à un test RT-PCR, les échantillons obtenus après sept jours de symptômes sont plus susceptibles de produire des résultats négatifs. Un prélèvement inadéquat de l'échantillon, une mauvaise manipulation et/ou un mauvais transport de l'échantillon peuvent donner un résultat faussement négatif.


**Procédure de Prélèvement de l'Échantillon** :

**Pour l'écouvillon nasal antérieur** :

1. Retirez l'écouvillon depuis le récipient, en évitant de toucher l'extrémité souple, qui est la pointe absorbante.
2. Insérez toute la pointe absorbante de l'écouvillon dans votre narine.
3. Faites tourner lentement l'écouvillon en cercle contre les parois intérieures de votre narine, au moins 4 fois pour un total de 15 s. Recueillez-également tout écoulement nasal qui est présent éventuellement sur l'écouvillon.
4. Retirez délicatement l'écouvillon.
5. Puis, avec un autre même écouvillon, répétez les étapes 2 à 4 ci-dessus dans votre autre narine.

**Pour l'échantillon de salive** :

1. Retirez l'écouvillon depuis le récipient, en évitant de toucher l'extrémité souple, qui est la pointe absorbante.
2. Insérez toute la pointe absorbante de l'écouvillon dans votre bouche.
3. Utilisez l'écouvillon pour essuyer lentement le palais supérieur buccal et l'intérieur des joues gauche et droite. Recueillez-également tout écoulement tout écoulement nasal qui est présent éventuellement sur l'écouvillon.
4. Retirez délicatement l'écouvillon.



**Stockage et Transport de l'Échantillon** : L'échantillon doit être testé immédiatement après le prélèvement.

#### CONSERVATION ET STABILITÉ

Le présent kit doit être conservé à une température de 2°C à 30°C, en évitant la lumière directe du soleil. Les composants du kit sont stables jusqu'à la date de péremption imprimée sur la boîte extérieure. Le présent kit ne doit pas être cryoconservé.

#### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ

Le Test Rapide Ag SARS-CoV-2 WANTAI (Or colloïdal) est destiné à une utilisation *in vitro* uniquement.

1. Le présent kit est conçu pour l'auto-test par des personnes non formées, et toute opération doit être effectuée en respectant strictement les instructions. Assurez que le présent kit de test n'est pas périmé, selon la Date EXP indiquée sur la boîte du kit. La cassette-test ne peut pas être réutilisée.
2. Tous les déchets et échantillons doivent être bien éliminés pour éviter la transmission de la maladie. Pour l'élimination, mettez tous les composants doivent être mis dans le sachet scellable en plastique fourni, scellez-le sachet et jetez-le dans la poubelle.
3. Veuillez ne pas manger, boire ou fumer dans la zone où les échantillons et les réactifs du kit sont manipulés. Évitez tout contact entre les mains, les yeux ou la bouche pendant le prélèvement et l'analyse des échantillons.
4. Veuillez ne pas manger ni utiliser de produits vaporisateurs oraux ou nasaux (tels que dentifrice, bain de bouche ou vaporisateur médicamenteux) pendant au moins 30 minutes avant le prélèvement de l'écouvillon nasal antérieur ou de l'échantillon de salive, sinon le test peut donner des résultats incorrects.
5. Les réactifs, les échantillons et les cassettes doivent être à température ambiante pour le test. De plus, la cassette-test doit être utilisée dans les 30 minutes suivant son retrait depuis l'emballage, pour éviter toute influence sur le résultat du test due à une exposition prolongée à l'air humide (humidité > 60%). Si le kit est conservé à la température compris 2 à 8 °C, les réactifs et les cassettes doivent être équilibrés à température ambiante avant le test.
6. Pendant le test, la cassette-test doit être posée à plat sur la table et à l'abri du vent, pour éviter des incohérences en matière de migration du flux latéral de l'échantillon une fois qu'il est ajouté dans la cassette-test.
7. Du sang ou des substances mucoïdes présentes dans l'échantillon, ou des échantillons trop collants, peuvent interférer avec la réaction du test, entraînant ainsi des résultats incorrects.
8. Lisez le résultat du test 15 minutes (mais au plus 30 minutes) après le chargement de l'échantillon.
9. Dans certains cas, la couleur de la ligne C peut sembler relativement claire, c'est un phénomène normal. Le test n'est considéré comme invalide que lorsque la ligne C est incolore.
10. Interprétez toujours les résultats dans de bonnes conditions d'éclairage, pour éviter une mauvaise lecture des résultats du test.
11. Veuillez ne pas modifier la procédure.
12. Le présent kit de test est destiné aux échantillons à partir de l'écouvillon nasal antérieur et aux échantillons de salive.

Veuillez ne pas utiliser les échantillons à partir des écouvillons nasopharyngés et oropharyngés pour l'autotest.

#### PROCÉDURE DE TEST

Vérifiez la date de péremption sur la boîte extérieure avant toute utilisation. Selon la date de péremption indiquée sur l'étiquette, aucun test périmé ne doit pas être utilisé.

- Étape 1** Ouvrez le flacon d'extraction en tournant le bouchon ; ensuite, mettez l'écouvillon prélevé dans le flacon d'extraction avec le tampon, bien mélangez l'écouvillon et le tampon en tournant le premier, et pressez l'écouvillon dans le flacon, afin de libérer autant de liquide que possible.

- Étape 2** Coupez l'extrémité de l'écouvillon au niveau de la ligne de rupture, et laissez la pointe de l'écouvillon dans le flacon ; serrez fermement le bouchon du flacon ; et cassez le bouchon du flacon d'extraction.

**Étape 3** Retirez la cassette-test depuis le sachet en aluminium, et mettez la cassette-test sur une surface plane ; pressez le flacon pour ajouter dans la cassette-test (via le trou) trois (3) gouttes d'échantillon extrait depuis le flacon d'extraction ; Lisez le résultat du test 15 minutes (mais au plus 30 minutes) après le chargement de l'échantillon.

- Étape 4** Mettez tous les composants doivent être mis dans le sachet scellable en plastique fourni, scellez le sachet et jetez-le dans la poubelle.


#### RÉSULTATS

**Contrôle de qualité** : Une ligne rouge doit apparaître à côté de la zone de contrôle (C), indiquant la validité du test.

**Test invalide** : En l'absence d'une ligne rouge apparaissant à côté de la zone de contrôle (C), le test n'est pas valide. Dans ce cas, jetez le test et refaites le test avec un nouvel échantillon et une nouvelle cassette.

**Résultats positifs** : Une ligne rouge apparaît à côté de la zone de test (T) et une autre ligne à côté de la zone de contrôle (C), ce qui indique que l'antigène de la nucléocapside du SRAS-CoV-2 est détecté via le test.

**Résultats négatifs** : Aucune ligne rouge n'apparaît à côté de la zone de test (T), mais une ligne apparaît à côté de la zone de contrôle (C), ce qui indique qu'aucun antigène de la nucléocapside du SARS-CoV-2 n'est détecté avec le test. Cependant, dans ce cas, la possibilité d'une infection par le SRAS-CoV-2 n'est pas exclue.



Le résultat positif, qui n'est obtenu qu'avec le Test Rapide Ag SARS-CoV-2 WANTAI (Or colloïdal), ne peut pas être pris pour diagnostic final de COVID-19. En cas de résultat positif de test obtenu au moyen le Test Rapide Ag SARS-CoV-2 WANTAI (Or colloïdal), la personne testée doit s'auto-confiner et demander des soins de suivi à son médecin ou professionnel de la santé, pour les tests supplémentaires nécessaires.

Les résultats négatifs doivent être considérés comme présomptifs. Toutefois, ils n'excluent pas l'infection par le SRAS-CoV-2, et ne doivent pas être utilisés comme seule base pour les décisions en matière de traitement ou de gestion du patient, y compris les décisions de contrôle des infections. Les résultats négatifs doivent être pris en compte en fonction des expositions récentes d'un individu, de ses antécédents et de la présence de signes et symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19, et confirmés par un test moléculaire, le cas échéant, pour la gestion du patient.

**Si une personne dont le résultat de test est négatif continue de présenter des symptômes de COVID-19 tels qu'une fièvre, une toux et/ou un essoufflement, elle est éventuellement infectée par le SRAS-CoV-2 et doit consulter son médecin ou professionnel de santé.**

**L'utilisateur ne doit prendre aucune décision d'importance médicale avant de consulter son médecin.**

#### DONNÉES CARACTÉRISTIQUES

1. Sensibilité analytique : la limite de détection (LoD) du Test Rapide Ag SARS-CoV-2 WANTAI (Or colloïdal) est établie pour différentes unités analytiques.

Limite de détection (LoD) /unité de mesure	LoD
pg/mL (Référence nationale chinoise (Code <span> </span> : GBW(E)091097))	25
TCID50/mL	137
copies/mL (écouvillon)	147
copies/mL (MTV)	2090

2. Sensibilité et spécificité diagnostiques : Au cours des études cliniques menées avec le présent test, un total de 480 écouvillons nasopharyngés et de 762 écouvillons nasaux antérieurs ont été testés, dont 390 échantillons confirmés positifs par RT-PCR et 852 échantillons confirmés négatifs par RT-PCR ; d'ailleurs, un total de 482 échantillons de salive a été testés, dont 146 échantillons confirmés positifs par RT-PCR et 336 échantillons confirmés négatifs par RT-PCR. La comparaison RT-PCR utilisée dans ces études a été réalisée avec des échantillons à partir de l'écouvillon nasopharyngé. En outre, une étude d'auto-test par des profanes ainsi que la comparaison des résultats de test par des profanes à ceux de test par utilisation professionnelle

ont été menées.

Pour tous les types d'échantillons, la sensibilité du test est de 90,11% (483/536) (95% IC 87,29% à 92,36%), et la spécificité de 99,24% (1179/1188) (95% IC 98,57% à 99,60%). Les performances cliniques détaillées du test sont résumées ci-dessous.

- Sur les écouvillons nasopharyngés, la sensibilité est de 91,91% (125/136) (95% IC 86,10% à 95,42%), et la spécificité de 98,55% (339/344) (95% IC 96,64% à 99,38%).
  - Sur les écouvillons nasaux antérieurs, la sensibilité est de 89,76% (228/254) (95% IC 85,42% à 92,92%), et la spécificité de 99,61% (506/508) (95% IC 98,58% à 99,89%).
  - Sur les échantillons de salive, la sensibilité est de 89,04% (130/146) (95% IC 82,94% à 93,14%), et la spécificité de 99,40% (334/336) (95% IC 97,86% à 99,84%).
  - En tant qu'autotest, la cohérence positive/négative des résultats entre l'autotest et le test par utilisation professionnelle pour les écouvillons nasaux antérieurs sont respectivement de 98,99% (98/99) (95% IC 94,50% à 99,82%) et de 100% (313/313) (95% IC 98,79% à 100,00%), et respectivement de 97,87% (92/94) (95% IC 92,57% à 99,41%) et 100% (156/156) (95% IC 97,60% à 100,00 %) par les échantillons de salive.
3. Réactivité croisée : La réactivité croisée du Test Rapide Ag SARS-CoV-2 WANTAI (Or colloïdal) est évaluée en testant les paramètres suivants s dans le tableau ci-dessous. Chaque échantillon est testé en triple. Aucune réactivité croisée n'est observée, à l'exception du SRAS-coronavirus et du MERS-coronavirus.

Réactif croisé potentiel	Concentration	Indisponible
Coronavirus humain 229E		Indisponible
Coronavirus humain OC43		Indisponible
Coronavirus humain HKU1		Indisponible
Coronavirus humain NL63		Indisponible
SRAS coronavirus (antigène N)	0,644 mg/mL	Indisponible
MERS-coronavirus (antigène N)	0,16 mg/mL	Indisponible
Adénovirus	>10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL	Indisponible
Métapneumovirus humain (hMPV)	>10 <sup>6</sup> PFU/mL	Indisponible
Virus parainfluenza	>10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL	Indisponible
Grippe A	>10 <sup>6</sup> PFU/mL	Indisponible
Grippe B	>10 <sup>6</sup> PFU/mL	Indisponible
Entérovirus	>10 <sup>6</sup> PFU/mL	Indisponible
Virus respiratoire syncytial	>10 <sup>6</sup> PFU/mL	Indisponible
Rhinovirus	>10 <sup>6</sup> PFU/mL	Indisponible
Chlamydia pneumoniae	Indisponible	Indisponible
Haemophilus influenzae	>10 <sup>6</sup> CFU/mL	Indisponible
Mycobacterium tuberculosis	Indisponible	Indisponible
Streptococcus pneumoniae	>10 <sup>6</sup> CFU/mL	Indisponible
Mycoplasma pneumoniae	>10 <sup>6</sup> CFU/mL	Indisponible
Lavage nasal humain commun, qui représente la flore microbienne diversifiée dans les voies respiratoires humaines		Indisponible

4. Les substances suivantes sont testées et conformées négatives, au moyen du Test Rapide Ag SARS-CoV-2 WANTAI (Or colloïdal) : Sang total (2% viv), Facteur I (1 mg/mL), Hémoglobine (100 mg/L), Bilirubine (0,68 mmol/L), Triglycérides (13 mmol/L), Mucine rhumatoïde (70 IU/mL), Azithromycine (500 µg/mL), Cétérine (50 µg/mL), Aspirine (0,15 mg/mL), Mentholatum (1 mg/mL), Chewing-gum (5 mg/mL), Goutte pour la gorge OTC (menthe fraîche) (10 mg/mL), Goutte pour la gorge OTC (fl eur de forêt) (Ficoila) (10 mg/mL), Produit vaporisateur nasal de propionate de fuitascione OTC (0,11 µg/mL), Biotine (1 mg/mL).
5. Précision : Deux échantillons de référence de reproductibilité CV1 à CV2 sont testés, avec les résultats tous colorés et l'intensité identique de la couleur. Les échantillons CV1 à CV2 sont respectivement testés en intra-journée, inter-journée, par les différents opérateurs et à différents endroits, avec les résultats tous colorés et l'intensité identique de la couleur.

#### RESTRICTIONS

1. Le présent kit de test est uniquement destiné aux échantillons à partir de l'écouvillon nasal antérieur et aux échantillons de salive. L'utilisation d'un autre dispositif ou d'une autre méthode de prélèvement peut entraîner des résultats incorrects.
2. En fonction de la quantité de virus dans l'échantillon, les performances du test peuvent être compromises dans les échantillons confirmés positifs par RT-PCR mais non avec les résultats de la culture virale réalisée sur le même échantillon.
3. Lorsque le niveau d'antigène dans un échantillon est inférieur à la limite de détection du test, ou que le prélèvement/transport de l'échantillon est effectué de manière incorrecte, un résultat négatif peut se produire. Les échantillons prélevés après le 7e jour de la maladie sont plus susceptibles

d'être négatifs. Un résultat négatif de test n'exclut pas la possibilité d'une infection par le SRAS-CoV-2 ;

4. Toutefois, un résultat positif de test n'exclut pas les co-infections avec d'autres agents pathogènes. De plus, les résultats positifs de test ne peuvent pas distinguer le SARS-CoV et le SRAS-CoV-2.
5. En outre, le non-respect de la procédure ci-dessus peut affecter négativement les performances du test et/ou invalider le résultat du test.

#### RÉFÉRENCES

1. Lauer, S.A., et al. La période d'incubation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) à partir de cas confirmés : l'estimation et l'application. doi : <https://doi.org/10.7326/M20-0504>
2. Do Biao et al. Diagnostic de l'infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu par la détection de la protéine de la nucléocapside doi : <https://doi.org/10.1101/2020.03.07.20032524>
3. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

#### SYMBLES DE MARQUAGE CE

- IVD** Dispositif médical de diagnostic in vitro
- CE** Conditions de conservation de +2°C à +30°C
- LOT** Lot
- Utilisé par
- LOT** Mode d'emploi
- Contenus suffisants pour <n> tests
- CE** Représentant autorisé de l'UE
- CE** Marquage CE – IVD 98/79/CE
- REF** Représentant autorisé de l'UE
- REF** Numéro de catalogue
- 2** Date de fabrication
- 2** Usage unique
- 2** Fabricant
- Garder au sec
- 2** Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- STERILE** Stérile (rayonnement)
- STERILE** Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Beijing WANTAI Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. No.31 Kejuexuan Yang, Changping District, Beijing 102206, China Tel: +86-10-59528888, Fax: +86-10-89705849 Website: [www.ystw.com](http://www.ystw.com), Email: [wetexport@ystw.com](mailto:wetexport@ystw.com)

**CE** **REF** **Q** **ARAD** **BV** **CE** **2854**  
Cipaalstraat 3, 2440 Geel, Belgium

#### CE 2854

1. Le présent kit de test est uniquement destiné aux échantillons à partir de l'écouvillon nasal antérieur et aux échantillons de salive. L'utilisation d'un autre dispositif ou d'une autre méthode de prélèvement peut entraîner des résultats incorrects.

2. En fonction de la quantité de virus dans l'échantillon, les performances du test peuvent être compromises dans les échantillons confirmés positifs par RT-PCR mais non avec les résultats de la culture virale réalisée sur le même échantillon.

3. Lorsque le niveau d'antigène dans un échantillon est inférieur à la limite de détection du test, ou que le prélèvement/transport de l'échantillon est effectué de manière incorrecte, un résultat négatif peut se produire. Les échantillons prélevés après le 7e jour de la maladie sont plus susceptibles

Mode d'emploi VER 1.6 : 2107 (28 octobre 2021)

## Test Rapide SARS-CoV-2

WANTAI (Or colloïdal)

(Pour l'échantillon à partir de l'écouvillon nasal antérieur et l'échantillon de salive)  
Conçu pour l'auto-test par un profane


### Guide d'Opération

#### Préparations

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant tout test.
- Retirez tous les composants et placez-les sur la table.

Composants du présent kit de test :

- 1 - Casette-test
  - 2 - Flaçon d'extraction (0,5 mL)
  - 3 - Écouvillon stérile jetable
  - 4 - Sachet scellable en plastique
- Mode d'emploi et Guide d'utilisation



Scannez le code QR pour regarder la vidéo sur l'opération.



FR

#### Étape 1 : Prélèvement de l'échantillon


- Ouvrez le sachet de l'écouvillon.
- Vous pouvez choisir de prélever l'un des deux types d'échantillons :

**Pour l'échantillon à partir de l'écouvillon nasal antérieur :** Insérez toute la pointe absorbante de l'écouvillon dans votre narine, et faites tourner lentement l'écouvillon en cercle contre les parois intérieures de votre narine ; au moins 4 fois pour un total de 15 s.



Ou,

**Pour l'échantillon de salive :** Insérez toute la pointe absorbante de l'écouvillon dans votre bouche, utilisez l'écouvillon pour essuyer lentement le palais supérieur buccal et l'intérieur des joues gauche et droite, et recueillez obligatoirement toute la salive qui est présent éventuellement sur l'écouvillon.




#### Étape 2 : Extraction de l'échantillon

- Ouvrez le flaçon d'extraction en tournant le bouchon ;
- Mettez l'écouvillon prélevé dans le flaçon d'extraction avec le tampon, et faites tourner l'écouvillon pour bien mélanger avec le tampon ;




- Pressez l'écouvillon dans le flaçon, afin de libérer autant de liquide que possible.



#### Étape 3 : Retrait de l'écouvillon

- Coupez l'extrémité de l'écouvillon au niveau de la ligne de rupture, et laissez la pointe de l'écouvillon dans le flaçon ;




- Serrez fermement le bouchon du flaçon, et cassez le bouchon du flaçon d'extraction.



#### Étape 4 : Test

- Ouvrez le sachet contenant la cassette, et mettez la cassette sur une surface plane ;




- Pressez le flaçon pour ajouter dans la cassette-test (via le trou) trois (3) gouttes d'échantillon depuis le flaçon d'extraction, et attendez 15 minutes.




#### Étape 5 : Lecture du résultat

- Lisez le résultat du test 15 minutes (mais au plus 30 minutes) après le chargement de l'échantillon.



#### Élimination

- Mettez tous les composants dans le sachet en plastique scellable fourni, scellez le sachet et jetez-le dans la poubelle.



Beijing WANTAI Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.  
No.31 Kexueyuan Road, Changping District, Beijing 102206, China  
Tel: +86-10-59528888, Fax: +86-10-89705849  
Website: www.ystwt.com, Email: wtexport@ystwt.com

ECREP Qarad BV,  
Cipalstraat 3, 2440 Geel, Belgium