

Produktinformationen und Erläuterung

Sehr geehrte Damen und Herren,


wir, Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd.

als Hersteller der „Covid-19 Ag Schnelltest Kits“ möchten die folgenden Informationen zu unserem Produkt bekannt geben:


1. Wir möchten darauf hinweisen, dass der von Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd. hergestellte „COVID-19-Antigentest (Lateral Flow Methode)“ hauptsächlich das 2019-SARS-CoV-2 Nucleocapsidprotein nachweist.
2. Der Nachweis kann über einen Nasopharyngealabstrich, einen Oropharyngealabstrich als auch über vorderen (anterioren) Nasenabstrich erfolgen (siehe Bild unten).
3. Beim Abstrich vom vorderen (anterioren) Teil der Nase wird der Tupfer horizontal 2-3 cm in das Nasenloch eingeführt und ca. 15 Sekunden lang gegen die Nasenwände auf jeder Seite gedreht.
4. Die Testperformance des Antigen Schnelltests wird von allen oben genannten Methoden nicht beeinflusst.



Nasopharyngealabstrich



Oropharyngealabstrich



vorderer (anteriorer) Nasenabstrich

Hiermit wird erklärt, dass die oben angegebenen Informationen wahr und richtig sind.

广东唯实生物技术有限公司 (公章)

Guangdong WeSail Biotech Co., Ltd. (WeSail)

总经理/日期:

Geschäftsführer/ Datum



2021-01-27